

Monographie de produit

SOLVET

Téléphone : 1-403-456-2245

Sans frais : 1-877-456-2755

Télocopieur : 1-403-271-2920

Site Internet : www.solvvet.ca

Courriel : info@solvvet.ca



Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. Toutefois, les lecteurs ont la responsabilité de se familiariser avec l'étiquette du produit canadien ou la notice dans l'emballage.

Bolus Cal-Boost

Bolus de Calcium et vitamine D
Pour usage vétérinaire seulement
NN.W8H5

MISES EN GARDE : Sans période de retrait dans la viande et dans le lait lors d'un usage conforme aux directives sur l'étiquette. Garder hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENT ACTIF PAR BOLUS :

Chlorure de calcium – 112 g

Sulfate de calcium – 53,6 g

Vitamine D₃ – 50 000 UI

INGRÉDIENT INACTIF, PAR BOLUS :

Eau

Monoglycérides acétylés

Gomme de xanthane

INDICATIONS: Supplément oral de calcium et de vitamine D pour les vaches en début de lactation pour une libération rapide et soutenue de calcium.

Cal-Boost est un supplément de calcium pour les vaches laitières durant la période exigeante en début de production laitière. Contient un calcium à libération immédiate et du calcium à libération prolongée avec de la vitamine D pour une absorption et un métabolisme du calcium et du phosphore.

Monographie de produit

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Protocole minimum : Donner un bolus immédiatement après le vêlage et un second bolus 12 à 24 h après le vêlage. Administrer au moyen de l'applicateur de marque Cal-Boost.

Protocole prolongé : Pour les vaches en très grande production laitière, administrer :

1^{er} bolus aux premiers signes de parturition

2^e bolus immédiatement après le vêlage

3^e bolus 12 - 24 heures après le vêlage

4^e bolus 24 - 48 heures après le vêlage

Veuillez discuter du protocole avec votre vétérinaire avant la mise en application

ADMINISTRATION DU BOLUS

Retirer l'emballage. Placer le bolus dans l'applicateur avec l'extrémité arrondie vers l'extérieur. Tenir la mâchoire supérieure avec votre main gauche. Maintenir la tête de la vache dans une position naturelle, légèrement vers vous. Glisser doucement l'applicateur Cal-Boost contenant un bolus dans la bouche de la vache. Lorsqu'il y a résistance, glisser doucement l'applicateur sur la langue. Une fois l'applicateur derrière la langue, fermer la main pour libérer le bolus. Attendre un instant que la vache avale et retirer l'applicateur. Donner accès à de l'eau.

CONTRE-INDICATIONS : Ne pas utiliser chez les vaches comme traitement initial pour la fièvre vitulaire, chez celles manifestant des signes de fièvre vitulaire ou qui sont couchées. Ne pas utiliser les bolus qui sont brisés ou endommagés.

ENTREPOSAGE : Conserver à 30 °C ou moins. Les bolus sont sensibles à l'humidité et doivent être conservés dans une pellicule plastique sous vide jusqu'à immédiatement avant l'utilisation.

Attention! Ne pas utiliser les bolus qui sont brisés ou endommagés.

PRÉSENTATION : Bolus de 209 g

CODE DE PRODUIT : CBB